

Опись набора химических реактивов

№ п/п	Наименование	Агрегатное состояние	Количество (г/мл)	Примечания
1	Соляная кислота	10% водный раствор	250 мл	
2	Серная кислота	25% водный раствор	250 мл	
3	Гидроксид натрия	10% водный раствор	250 мл	
4	Алюминий	гранулы	10 г	
5	Железо	порошок	20 г	
6	Цинк	гранулы	10 г	
7	Медь	проволока	20 г	
8	Оксид меди (II)	порошок	20 г	
9	Оксид магния	порошок	10 г	
10	Гидроксид кальция	насыщенный водный раствор	50 мл	Концентрация раствора < 0,15%
11	Хлорид натрия	5% водный раствор	50 мл	
12	Хлорид лития	5% водный раствор	50 мл	
13	Хлорид кальция	5% водный раствор	2*50 мл	
14	Хлорид меди (II)	5% водный раствор	50 мл	
15	Хлорид алюминия	5% водный раствор	50 мл	
16	Хлорид железа (III)	5% водный раствор	50 мл	
17	Хлорид аммония	5% водный раствор	50 мл	
18	Хлорид бария	1% водный раствор	3*50 мл	
19	Сульфат натрия	5% водный раствор	50 мл	
20	Сульфат магния	5% водный раствор	50 мл	
21	Сульфат меди (II)	5% водный раствор	50 мл	
22	Сульфат железа (II)	порошок	4,6 г	7-водный. Для свежеприготовленного раствора!
23	Сульфат цинка	5% водный раствор	50 мл	
24	Сульфат алюминия	5% водный раствор	50 мл	
25	Сульфат аммония	5% водный раствор	50 мл	
26	Карбонат натрия	5% водный раствор	2*50 мл	
27	Карбонат кальция	мрамор	10 г	
28	Гидрокарбонат натрия	5% водный раствор	50 мл	
29	Ортофосфат натрия	5% водный раствор	3*50 мл	
30	Бромид натрия	5% водный раствор	50 мл	
31	Йодид натрия	5% водный раствор	50 мл	
32	Нитрат бария	5% водный раствор	50 мл	
33	Нитрат серебра	1% водный раствор	2*50 мл	
34	Аммиак	5% водный раствор	50 мл	
35	Пероксид водорода	3% водный раствор	50 мл	
36	Метиловый оранжевый	0,1% водный раствор	50 мл	
37	Лакмус	0,1% водный раствор	50 мл	
38	Фенолфталеин	0,1% водно-спиртовой раствор	50 мл	На основе изопропанола
39	Хлорид магния	5% водный раствор	50 мл	
40	Нитрат натрия	5% водный раствор	50 мл	
41	Нитрат кальция	5% водный раствор	50 мл	
42	Оксид алюминия	порошок	20 г	
43	Оксид кремния	песок	20 г	
44	Дистиллированная вода		50 мл	

ООО Компания Калёф



Набор ОГЭ по химии

Паспорт

1. Назначение

Набор химической посуды и принадлежностей для демонстрации опытов и экспериментов по химии.

2. Комплектность

1.	Весы лабораторные электронные 200 г.	1 шт
2.	Спиртовка лабораторная	1 шт
3.	Воронка коническая	1 шт
4.	Палочка стеклянная	1 шт
5.	Пробирка ПХ-14	10 шт
6.	Стакан высокий с носиком 50 мл с меткой	2 шт
7.	Цилиндр измерительный 2-50-2 (стеклянный, с притертой крышкой)	1 шт
8.	Шпатель для пробирок на 10 гнезд	1 шт
9.	Зажим пробирочный	1 шт
10.	Шпатель (ложечка для забора веществ)	3 шт
Набор флаконов для хранения растворов и реактивов:		
11.	Объем флакона 100 мл (по 6 штук), комплектов	5 шт (30 шт)
12.	Объем флакона 30 мл (по 6 штук), комплектов	10 шт (60 шт)
13.	Цилиндр измерительный с носиком 500 мл	2 шт
14.	Стакан высокий 500 мл	3 шт
15.	Ёрш для мытья пробирок	3 шт
16.	Ёрш для мытья колб	3 шт
17.	Халат белый х/б	2 шт
18.	Перчатки резиновые химические стойкие	2 шт
19.	Очки защитные	1 шт
20.	Фильтры бумажные	100 шт
21.	Горючее для спиртовок	0,33 л

Производитель оставляет за собой право изменять состав набора, не меняя его функциональных свойств.

3. Указания мер безопасности

К работе с набором допускаются лица, ознакомленные с его устройством, принципом действия и мерами безопасности в соответствии с требованиями, предусмотренными для кабинета химии образовательного учреждения.

4. Техническое обслуживание

Изделие не обслуживается.

5. Сведения о рекламациях

Оформленные акты-рекламации должны направляться изготовителю по адресу: chemist@schools.ru

6. Свидетельство об упаковке

Набор упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки 20 мая 2022

Упаковывание произвел И.И.И.И.И.И.



7. Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует исправность набора в течение 12 месяцев со дня приобретения. Изделия, у которых в течение гарантийного срока обнаруживается несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно заменяются или ремонтируются изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

8. Производитель

ООО «Компания «Калеф».
420087, г. Казань, ул. Родина, д. 7, корп. 6.